

ELITE - das pneumatische Sauerstoff-Sparsystem

mit integriertem Druckminderer

Das innovative Sauerstoff-Spargerät **ELITE** spart Sauerstoff, verlängert damit die Nutzungsdauer der Vorratsflasche und erweitert die Mobilität des Patienten.

Durch die Feindosierung des Systems halten die O₂-Flaschen, bei gleichwertigem Therapieeffekt, etwa 3x länger als bei einfachen Druckminderern ohne Sparsystem.

ELITE bietet wichtige Vorteile:

- ▶ Einfache Handhabung. Wie einen Druckminderer an die Flasche anschrauben, Flasche aufdrehen, Flowmenge am Drehschalter einstellen, fertig.
- ▶ **Keine Batterien notwendig.** Sie sparen Geld und mögliche Fehlerquellen entfallen.
- ▶ Das **drehbare Spezialmanometer** kann aus allen Richtungen leicht abgelesen werden.
- ▶ **Keine teuren Spezialbrillen.** Verwenden Sie ihre gewohnte Standardnasenbrille,
- ▶ **Das geringe Gewicht** (580 g inkl. Druckminderer), die einfache Handhabung und die robuste Ausführung bieten Patienten beste Alltagstauglichkeit und höchsten Komfort.

